

# IMZ®-TwinPlus: Prothetik


Das modulare Implantatsystem – ideal für den atrophierten Kiefer

Die Erfahrung macht den Unterschied:

1.000.000

IMZ® Implantate

in 25 Jahren Praxis



Sie haben die Wahl zwischen zwei prothetischen Basiskonzepten:




**Kinetic-Line:**

Mobil oder starr gelagerte, okklusal verschraubte Brücken, Steg- und Attachment-konstruktionen



**Esthetic-Line:**

Starr gelagerte, zementierte oder horizontal verschraubte Einzelkronen und Brücken im ästhetisch relevanten Bereich



## KINETIC-LINE



### Abdrucknahme

Präzise und einfache Übertragung der axialen und vertikalen Implantatposition.

### IMZ®-TwinPlus ProBase



- Ein Provisorium mit Potential**
- mit Überlastungsschutz des Implantatlagers (progressive loading)
  - zur Ausformung optimaler Schleimhautverhältnisse



### 2 Optionen: flexibel oder starr gelagerte Suprastruktur


#### Einmalig bei IMZ®-TwinPlus: der Intramobile Connector

- dämpft in der Einheilphase auf das Implantat einwirkende Kaukräfte
- kann Passungenauigkeiten der Suprastruktur ausgleichen

Alternativ kann auch der starre Titanconnector verwendet werden.




Bei der prothetischen Neuversorgung von Implantaten früherer System-Generationen müssen die Bauteile der Kinetic-Line verwendet werden.



## ESTHETIC-LINE


### Rotations-sicherung



Einmalig bei IMZ®-TwinPlus: die patentierte Präzisionsverzahnung

### Abdrucknahme

Abdrucknahme mit dem Übertragungsaufbau Esthetic in Repositions- oder PickUp-Technik – noch präziser mit IMZ®-TwinPlus TransferCaps.



### Kronenaufbauten Esthetic

Gerade oder angulierte Kronenaufbauten, individualisierbar, für zementierte oder horizontal verschraubte Einzelzahnversorgungen und kleine Brücken in ästhetisch relevanten Bereichen.



### IMZ®-TwinPlus CeraBase



**Keramikaufbauten für eine neue Dimension natürlicher Ästhetik**

- für zahnfarbene Ästhetik im Schleimhautbereich
- für metallfreie Restaurationen mit hervorragender Weichgewebsverträglichkeit



### IMZ®-TwinPlus AuroBase

**Grenzenlose prothetische Individualität ab Implantat-Oberkante**

- zur optimalen Kronengestaltung bei individueller Ausformung der Weichgewebskontur
- zum Ausgleich von Achsdivergenzen



CE für Medizinprodukte Klasse I

CE 0123 für Medizinprodukte Klasse IIa, IIb, III

Hersteller und Vertrieb Deutschland: FRIADENT GmbH · Postfach 71 01 11 · D-68221 Mannheim · Tel. (06 21) 4302-010 · Fax (06 21) 4302-011 · e-Mail: info@friadent.de · Internet: http://www.friadent.de  
 Vertrieb Österreich: DeguDent Austria Handels GmbH · DENTSPLY Friadent Implant Division · Liesinger Flur-Gasse 4 · A-1230 Wien · Tel. 01205/1200-0 · Fax 01205/1200-5374 · e-Mail: office@degudent.at  
 Vertrieb Schweiz: FRIADENT Schweiz AG · Weyerermattstrasse 4 · CH-2560 Nidau · Tel. 0 32/3 31 23 55 · Fax 0 32/3 31 23 45 · e-Mail: info@friadent.ch

**DENTSPLY**  
FRIADENT